

[User Manual]



Digital Hand - R

  
*Simplicity*  
MASTER

Rev.1.2  
2017.01.20

 **BOMTECH**  
ELECTRONICS CO., LTD.

Bomtech Bldg.,34,Horyeong-ro 49-gil,  
Seocho-gu,Seoul,Korea

Tel : +82-2-523-8295/6 Fax : +82-2-523-8297

E-Mail : [bomtech@bomtech.net](mailto:bomtech@bomtech.net)

Website : [www.bomtech.net](http://www.bomtech.net)  
[www.bomtech.co.kr](http://www.bomtech.co.kr)

## How to verify the product authenticity

1. Search the [hiddetag] via App store, Google play, 360 market or Baidu, [hiddetag] or [hiddetag C.O.P].

2. HiddenTag C.O.P  
Install a HiddenTag C.O.P.  
"hiddetag C.O.P" APP



3. Run the app and click [Verify authenticity now] button.




4. Scan the hologram by adjusting the camera back and forth to focus on it.



5. You can check the image of authenticity on your smart phone after scanning.

Authenticity image



A counterfeit image

6. If you touch the lower side of image, it is linked to BOMTECH website.

---

## Composition

---



- Hand - piece



- Adapter



- Hand - piece Stand



- Needle Cartridge (Optional)
- Hygienic Individual Packaging



---

## How to use

---



### 1) Setting

- 1) Place the device and stand on a flat surface.
- 2) Insert the DC adapter to the hand-piece socket and plug the adapter into a power outlet.

### 2) Needle Cartridge Connection & Removal

- MTS Needle Cartridge Connection




- PMU Needle Cartridge Connection




\*If the cartridge doesn't correctly fit into the hand-piece, It may occur malfunction.



### 3) Needle Length Adjustment



Adjust needle length by turning the adjustment ring.



PMU



MTS

#### 4) How to use hand-piece



---

## How to Operate

---



### 1) Power ON/OFF



Press the power button for 2 seconds to turn on/off the power.

### 2) Adjustment of speed level (7 Levels)

- Press the speed level button to change the speed level.
  - Default speed level is 1. Current speed displays on LCD screen.
  - The device memorizes the last speed level you selected.
- You can restart at the last speed level (if the device is powered on).

---

## Precaution before Use

---



**Please read this manual carefully before use.**

- **1) Warning**

- 1) Do not apply excessive pressure when using the device. Be careful not to drop the device.
- 2) For MTS operation, do not use on thin and sensitive skin especially around lips and eyes.
- 3) When rashes, infections or allergies appear on your face, stop using and consult a doctor.
- 4) Check if a container package is unsealed or damaged before use.  
Check the expiry date as well.
- 5) Keep the device on a flat ground and prevent from any impact or vibration.
- 6) Check if whole device works properly before use.
- 7) Needle cartridge is disposable. Do not reuse.
- 8) Once a needle cartridge is damaged, it must be discarded even if it is not used.

- **2) General Precaution**

- **Do not use it on the power above 240V.**  
Otherwise, it might cause fire, electric shock or malfunction
- **Do not repair, disassemble or alter the device.**  
Otherwise, it may cause malfunction.
- **Do not handle the device or detach the power cords with wet hands.**  
Otherwise, it may cause electric shock.
- **Do not scratch, cut or bend the adapter or cord.**  
Otherwise, it may cause fire or electric shock.
- **Unplug the power code when not in use for a long time.**  
Otherwise, it may cause fire.
- **For professionals only.**  
Otherwise, it might cause accidents or malfunction.

- **3) Safety**

- 1) Do not shake or pull with excessive force when using adapter.
- 2) Keep the machine in a dry place.
- 3) The machine must be kept clean.
- 4) Keep the machine at room temperature and a well-ventilated place.
- 5) Keep out of the reach children.
- 6) Read the precaution carefully before use.

- **4) Precaution before Use**

- Please consult a doctor before operating to a man with the symptoms as follows.
  - 1) A man who is regularly treated for high body temperature.
  - 2) A man who suffers from chronic disease which gets worse in a temperature over 38 °C.
  - 3) A man who has taken steroid for long term or is vulnerable to capillarectasia due to liver disease.
  - 4) A man who suffers from melanosis in the face.
  - 5) A man who is unsure about his/her skin condition.
  - 6) A man who suffers from malignant tumor, infectious disease, hemophilia, tuberculosis, epilepsy, leukemia, or allergic disease.
  - 7) A man who suffers from arthritis, high blood pressure, diabetes, keloid, or heart disease.
  - 8) A man who suffers from irregular blood pressure, or a pregnant woman, a breast feeding woman, and a fertile woman.
  - 9) A man who is physically extremely weak.
  - 10) A man who suffers from skin problem on the treatment area [sensitive skin, atopic skin].
  - Use on healthy skin.
  - Avoid using on trouble skins (dermatitis, pimple) or allergic to metal.
  - Keep the treatment area and hands clean.
  - Do not use for newborn infant, toddler, child and animal.

- **5) Interaction**

As such, the Simplicity machine is a multipurpose electric propulsion machine capable of inflicting vertical punctures with adjustable stroke frequency and penetration depth and can be used in a multiple variety of techniques and treatments depending on the cartridge\* in use and machine manipulation technique

- Voltage or noise might cause malfunction. The machine must be kept clean.

---

## Maintenance and inspection

---



### • 1) General maintenance

- Power off when not in use.
- Wipe the surface with a dry cloth.
- Keep the machine at room temperature and in a well ventilated place.
- Keep away from dropping, jarring, or shaking the product.
- Keep away from magnetic forces.
- Remove the power plug completely from the power outlet during a thunder storm.
- Do not repair, disassemble or alter of the device by non-professional staff.
- Keep out of reach of children.

### • 2) Routine inspection

- Check the adopter for any damage before use.
- When you use the device which has not been used for a long time, make sure that the device works properly according to the manual.

---

## Product Warranty

---

The Product Warranty provided by BOMTECH ELECTRONICS CO., LTD. [called "BOMTECH" ] applies only to 'Digital Hand - R' you purchase for your use.

### Warranty Period

- A warranty period of 600 hours for 'Digital Hand-R' means that BOMTECH provides warranty service without charge for during warranty period.
- BOMTECH assures to hold spare parts at least for 2 years after discontinuing production of 'Digital Hand-R'.

### What this Warranty Does not Cover

- Side effect due to a careless treatment.
- Failure or damage resulting from misuse, abuse, accident, modification, unsuitable physical or operating environment, natural disasters, power surges, improper maintenance, or use not in accordance with product information materials.
- Malfunction or damage to product while in transit. Malfunction by using unauthorized components.

### How to Obtain Warranty Service:

- If you have a technical problem, contact to the place of purchase.
  - Please ship your product for a warranty service to the place of purchase.
- Shipper shall bear the shipping costs to send/receive the product.

Digital Hand-R	Serial No.	Place of Purchase	Date of Purchase



[Benutzerhandbuch]



Digital Hand - R

$\Phi$   
*Simplicity*  
MASTER

Rev.1.2  
2017.01.20

 **BOMTECH**  
ELECTRONICS CO., LTD.

Bomtech Bldg., 34, Hyoryeong-ro 49-gil,  
Seocho-gu, Seoul, Korea

Tel : +82-2-523-8295/6 Fax : +82-2-523-8297

E-Mail : [bomtech@bomtech.net](mailto:bomtech@bomtech.net)

Website : [www.bomtech.net](http://www.bomtech.net)  
[www.bomtech.co.kr](http://www.bomtech.co.kr)

## Wie Produkt Echtheit überprüft wird

1. In App-Store, GooglePlay, 360 market oder Baidu nach [versteckte Markierung] oder [versteckte Markierung C.O.P.] suchen.

2. Versteckte Markierung C.O.P.  
Versteckte Markierung C.O.P. installieren.  
Die „Versteckte Markierung C.O.P.“ App



3. Die App starten und auf [Jetzt die Echtheit prüfen]-Taste klicken.




4. Das Hologramm scannen, indem Sie die Kamera hin und her bewegend einstellen, um den Fokus darauf zu bringen.



5. Nach dem Scannen können Sie die Echtheit am Bild oder über Ihr Smartphone prüfen.

Echtheitsbild



Gefälschtes Bild



6. Wenn Sie die untere Seite des Bildes berühren, landen Sie auf der BOMTECH-Webseite.

---

## Aufbau



- Handstück



- Adapter (5V-1A)



- Handstückständer



- Nadelpatrone (optional)



- Hygienische Einzelverpackung



---

## Benutzung



### 1) Einstellung

- 1) Das Gerät auf eine flache Unterlage legen.
- 2) Den DC-Adapter in die Handstück-Buchse einlegen und den Adapter in eine Steckdose einstecken.

### 2) Nadelpatronenverbindung und -Entfernung

- MTS-Nadelpatronenverbindung




- PMU-Nadelpatronenverbindung




\* Wenn die Patrone nicht richtig im Handstück anliegt, kann der Stift nicht richtig funktionieren.



### 3) Nadellängeneinstellung



Die Nadellänge durch das Drehen vom Nadellängenverstellung einstellen.



PMU



MTS

#### 4) Benutzung des Handstücks



---

## Bedienung

---



### 1) EIN/AUS



Zum Ein- bzw. Ausschalten den EIN/AUS-Knopf drücken und 2 Sekunden halten.

### 2) Geschwindigkeitsregelung (7 Stufen)

- Um die Geschwindigkeit zu ändern, den Geschwindigkeitsregelungsknopf drücken.
- Die vorgewählte Geschwindigkeitsstufe ist 1. Die momentane Geschwindigkeit wird am LCD-Schirm angezeigt.
- Das Gerät speichert die letzte angewählte Geschwindigkeitsstufe. Sie können bei der letzten ausgewählten Geschwindigkeitsstufe neu starten (Wenn das Gerät eingeschaltet ist).

---

## Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch

---



**Vor der Benutzung bitte diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen.**

- **1) Warnung**

- 1) Nie übermäßig stark drücken, wenn Sie das Gerät benutzen. Aufpassen, dass das Gerät nicht fällt.
- 2) Das Gerät bei der MTS-Bedienung nie an sensiblen Stellen, z.B. um die Augen und Lippen, verwenden.
- 3) Wenn Hautausschläge, Infektionen oder Allergien auf Ihrem Gesicht erscheinen, mit der Benutzung aufhören und Ihren Arzt kontaktieren.
- 4) Prüfen, ob die Behälterdichtung gelöst oder beschädigt ist. Das Verfallsdatum ebenso prüfen.
- 5) Das Gerät auf einer ebenen Unterlage benutzen und jegliche Vibrationen oder Schläge vermeiden.
- 6) Vor dem Start immer prüfen, ob das Gerät ordentlich funktioniert.
- 7) Dies ist eine Wegwerf-Nadelpatrone. Bitte nicht wiederverwenden.
- 8) Eine beschädigte Nadelpatrone immer wegwerfen, auch wenn sie nicht benutzt wird.

- **2) Allgemeine Maßnahmen**

- **Bei einer Spannung über 240 V nicht benutzen.**  
Dies könnte Brand, Stromschlag oder einen Defekt verursachen.
- **Das Gerät nie selbst reparieren, zerlegen oder umstellen.**  
Dies könnte einen Defekt verursachen.
- **Das Gerät nie mit nassen Händen benutzen oder Kabel ausstecken.**  
Dies könnte Stromschlag verursachen.
- **Den Adapter oder das Kabel nie kratzen oder biegen.**  
Dies könnte Brand oder Stromschlag verursachen.
- **Während einer längerer Nichtbenutzung das Anschlusskabel vom Netz trennen.**  
Sonst könnte ein Brand auftreten.
- **Nur für Fachkräfte.**  
Sonst könnten Unfälle oder Defekte auftreten.

- **3) Sicherheit**

- 1) Nie mit einer übermäßigen Kraft den Adapter ziehen oder schütteln.
- 2) Das Gerät an einem trockenen Platz aufbewahren.

- 3) Das Gerät sauber halten.
- 4) Das Gerät bei einer Zimmertemperatur und in einem gut ventilierten Platz halten.
- 5) Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- 6) Die Maßnahmen vor dem Gebrauch sorgfältig durchlesen.

#### • 4) Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch

- Beim Kontakt mit einer Person, welche die folgenden Symptome aufzeigt, bitte sofort einen Arzt kontaktieren:
  - 1) eine Person, die ständig unter einer erhöhten Körpertemperatur leidet.
  - 2) eine Person, die unter chronischen Krankheiten leidet, deren Zustand sich verschlechtert und die Temperatur auf über 38 Grad steigt.
  - 3) eine Person, die während einer längeren Zeitperiode Steroide einnimmt oder wegen einer Leberkrankheit eine Empfindlichkeit für Kapillarektasie hat.
  - 4) eine Person, die unter einer Gesichtsmelanose leidet.
  - 5) eine Person, die bezüglich ihrer Hautkondition unsicher ist.
  - 6) eine Person, die unter einem malignen Tumor, Infektionskrankheiten, Hämophilie, Tuberkulose, Epilepsie, Leukämie oder allergischen Krankheiten leidet.
  - 7) eine Person, die unter Arthritis, Bluthochdruck, Diabetes, Keloid oder einer Herzkrankheit leidet.
  - 8) eine Person, die unter unregelmäßigem Blutdruck leidet oder eine schwangere oder stillende fertile Frau.
  - 9) eine Person, die physisch sehr schwach ist.
  - 10) eine Person, die unter Hautproblemen im behandelten Bereich leidet (z.B. sensible, atopische Haut).
    - Nur auf einer gesunden Haut anwenden.
    - Vermeiden Sie, das Gerät auf einer auf Metall allergischen oder gereizten Haut zu benutzen (Dermatitis, Pickel).
    - Den Behandlungsbereich und die Hände sauber halten.
    - Nie bei neugeborenen Kindern, Säuglingen, Kindern oder Tieren anwenden.

#### • 5) Interaktion

Als solches ist das Simplicity-Gerät ein elektrisches Vielzweck-Antriebsgerät, welches vertikale Einstiche mit einstellbarer Stichfrequenz und Eindringtiefe ausführen kann und je nach verwendeter Patrone\* und Maschinenhandhabungstechnik in einer Vielzahl von Techniken und Behandlungen eingesetzt werden kann.

- Spannung oder Rauschen können zu Fehlfunktionen führen.

## Wartung und Inspektion



### • 1) Allgemeine Wartung

- Das Gerät ausschalten, wenn es nicht benutzt wird.
- Trockenes Tuch benutzen, um die Fläche zu reinigen.
- Das Gerät bei Zimmertemperatur und an einem gut ventilierten Platz aufbewahren.
- Bewahren Sie das Produkt vor Fallen, Erschütterungen oder Schütteln.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Magnetfeldlinien aufbewahren.
- Bei Gewitter Anschlusskabel immer komplett vom Netz trennen.
- Das Gerät nie durch eine unprofessionelle Kraft reparieren, zerlegen oder umstellen lassen.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

### • 2) Routineinspektion

- Den Adapter vor dem Gebrauch auf mögliche Schäden prüfen.
- Wenn Sie ein seit langem unbenutztes Gerät starten sollten, bitte immer die einwandfreie Funktion lt. Betriebsanleitungen prüfen.

## Produktgarantie

Die BOMTECH ELECTRONICS CO., LTD. („BOMTECH“ genannt) Produktgarantie ist ausschließlich für das zu Ihrem eigenen Gebrauch gekaufte **Digital Hand – R** gültig.

### Garantiefrist

- Die Garantieperiode für den „Digital Hand – R“ von 600 Stunden bedeutet, dass alle Garantie-Serviceleistungen durch BOMTECH ohne Aufpreis geleistet werden.
- BOMTECH verpflichtet sich, die Ersatzteile noch 2 Jahren nach dem Produktionsstopp vom „Digital Hand – R“ auf Lager zu halten.

### Was durch diese Garantie nicht gedeckt wird:

- Durch falsche Handhabung verursachte Nebeneffekte.
- Die durch Misshandlung, falsche Handhabung, Unfall, Umbau, ungeeignete physische Umgebung oder Betriebsumgebung, Naturkatastrophen, Stromstöße, ungeeignete Wartung oder nicht betriebsanleitungsgemäße Benutzung verursachten Fehlfunktionen und Schäden.
- Durch Transit verursachte Fehlfunktionen oder Schäden. Durch nicht freigegebene Ersatzteile verursachte Fehlfunktionen.

### Wie die Garantieleistungen verfügbar sind:

- Im Falle einer technischen Schwierigkeit bitte den Kundendienst am Kaufort kontaktieren.
  - Bitte die Ware an den Kaufort versenden
- Alle Versandkosten, um das Produkt zu erhalten/senden, trägt der Versender.

Digital Hand-R	Seriennummer	Kaufort	Kaufdatum



[Mode d'emploi]



Digital Hand - R

  
*Simplicity*  
MASTER

Version 1.2  
20.01.2017.

 **BOMTECH**  
ELECTRONICS CO., LTD.

Bomtech Bldg., 34, Hyoryeong-ro 49-gil,  
Seocho-gu, Seoul, Korea

Tel : +82-2-523-8295/6 Fax : +82-2-523-8297

E-Mail : [bomtech@bomtech.net](mailto:bomtech@bomtech.net)

Website : [www.bomtech.net](http://www.bomtech.net)  
[www.bomtech.co.kr](http://www.bomtech.co.kr)

## Comment vérifier l'authenticité du produit

1. Trouvez [hiddentag] via l'App Store, le Google Play, les boutiques d'applications 360 market ou Baidu, [hiddentag] ou [hiddentag C.O.P].

2. Hiddentag C.O.P  
Installez Hiddentag C.O.P.  
« hiddentag C.O.P » APP



3. Démarrez l'application et cliquez sur le bouton (Vérifier l'authenticité).



4. Visez l'hologramme avec votre appareil photo et lisez-le.



5. Vous pouvez voir la photo de confirmation de l'authenticité sur votre smartphone après la lecture de l'hologramme.

Photo de confirmation de l'authenticité




Photo vous avertissant qu'il s'agit d'un produit contrefait



6. Appuyez sur la partie inférieure de la photo pour vous connecter au site web BOMTECH

## Composants



- Pièce à main



- Adaptateur



- Support de pièce à main



- Cartouche d'aiguille (facultatif)



- Emballage hygiénique individuel



## Mode d'emploi



### 1) Réglages

- 1) Posez l'appareil avec support sur une surface plate.
- 2) Insérez l'adaptateur DC dans la gorge de la pièce à main et branchez-le dans une prise.

### 2) Attacher et retirer la cartouche d'aiguille

- attacher la cartouche d'aiguille MTS



- attacher la cartouche d'aiguille PMU




\*L'appareil ne fonctionnera pas bien si la cartouche n'est pas correctement attachée



### 3) Réglage de la longueur de l'aiguille



Réglez la longueur de l'aiguille  
en tournant la bague de réglage



PMU



MTS

#### 4) Mode d'emploi de la pièce à main



---

## Comment l'utiliser

---



### 1) Allumer/Eteindre



Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre l'appareil

### 2) Réglage du niveau de vitesse (7 niveaux)

- Appuyez sur le bouton de réglage de vitesse.
  - L'appareil est automatiquement réglé au niveau 1. Le niveau de vitesse actuel est affiché à l'écran LCD.
  - L'appareil mémorise le dernier niveau de vitesse choisi.
- Vous pouvez reprendre à la dernière vitesse choisie (si l'appareil est allumé).

## Mesures de précaution avant utilisation



**Veillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.**

### • 1) Avertissements:

- 1) N'appuyez pas trop fort lors de l'utilisation de l'appareil. Prenez garde à ne pas laisser tomber l'appareil.
- 2) Lors du traitement MTS, veillez à ne pas utiliser l'appareil sur une peau fine et sensible, évitez surtout les parties autour des yeux et des lèvres.
- 3) En cas d'éruptions cutanées, infections ou réactions allergiques, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.
- 4) Vérifiez avant l'utilisation si l'emballage est endommagé d'une quelconque manière. Vérifiez également la date d'expiration.
- 5) Déposez l'appareil sur une surface plate de manière à le protéger contre des coups et vibrations.
- 6) Vérifiez avant l'utilisation le bon fonctionnement de tous les composants de l'appareil.
- 7) La cartouche d'aiguille est jetable. Ne la réutilisez pas.
- 8) La cartouche d'aiguille ne doit pas être utilisée si elle est endommagée d'une quelconque manière.

### • 2) Mesures de précaution générales

- **N'utilisez pas l'appareil à une puissance supérieure à 240V.**  
Sinon, vous risquez d'être victime d'un incendie ou d'un choc électrique.
- **Veillez ne pas réparer, détacher ou modifier l'appareil.**  
Sinon, fonctionnement pouvant ainsi être compromis.
- **Évitez de manipuler l'appareil ou de mettre le chargeur sous tension avec les mains mouillées.**  
Sinon, vous risquez d'être victime d'un incendie ou d'un choc électrique.
- **Veillez ne pas rayer, couper ou plier le chargeur.**  
Sinon, vous risquez d'être victime d'un incendie ou d'un choc électrique.
- **Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant un certain temps, débranchez le chargeur de la prise.**  
Sinon, vous risquez d'être victime d'un incendie.
- **L'appareil est destiné uniquement à l'utilisation professionnelle.**  
Sinon, vous risquez de vous blesser ou de le mettre en panne.

### • 3) Sécurité

- 1) Veillez ne pas secouer ou tirer le chargeur lors du chargement.
- 2) Gardez l'appareil à un endroit sec.
- 3) L'appareil doit toujours être propre.
- 4) Gardez l'appareil à une température ambiante, dans une pièce bien aérée.
- 5) Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.
- 6) Veillez lire attentivement les mesures de précaution avant l'utilisation.

#### • 4) Mesures de précaution avant l'utilisation

- Il est conseillé de consulter un médecin avant l'utilisation de l'appareil chez les personnes présentant certains des symptômes suivants:
  - 1) Personnes soumises à un traitement régulier contre une température corporelle élevée.
  - 2) Personnes atteintes d'une maladie chronique qui s'aggrave à une température supérieure à 38° C.
  - 3) Personnes qui prennent des stéroïdes longtemps ou sont sujettes à la capillarectasie due à une maladie du foie.
  - 4) Personnes atteintes d'une mélanose au niveau du visage.
  - 5) Personnes souffrant d'une pathologie cutanée non diagnostiquée.
  - 6) Personnes souffrant d'une tumeur maligne, d'une maladie contagieuse, de l'hémophilie, de la tuberculose, de l'épilepsie, de la leucémie ou d'allergies.
  - 7) Personnes atteintes de l'arthrite, de l'hypertension, du diabète, des maladies cardiaques ou ayant des cicatrices chéloïdes.
  - 8) Personnes avec une tension artérielle instable. Femmes enceintes et qui allaitent.
  - 9) Personnes qui souffrent d'un épuisement physique extrême.
  - 10) Personnes ayant des problèmes de peau dans la zone à traiter (peau sensible, peau atopique).
  - Utilisez l'appareil sur une peau saine.
  - Evitez le traitement des zones cutanées problématiques (dermatite, acné) ou chez les personnes allergiques aux métaux.
  - Les mains et la zone à traiter doivent être propres.
  - Veillez à ne pas utiliser l'appareil chez les nouveau-nés, enfants et animaux.

#### • 5) Interaction

L'appareil Simplicity est un appareil électrique multifonctionnel utilisé pour créer des ponctions verticales dans la peau, avec fréquence et profondeur de ponction réglables. L'appareil peut être utilisé pour la réalisation de différents traitements et techniques de travail, dépendant des cartouches\* utilisées et de la technique de manipulation de l'appareil.

- Un voltage inadéquat risque de mettre l'appareil en panne. Un bruit lors de son utilisation peut être l'indicateur de la panne de l'appareil. L'appareil doit toujours être propre.

---

### Maintenance et contrôle



- 1) **Conseils de maintenance généraux**
  - Eteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Essuyer la surface avec un chiffon sec.
- Gardez l'appareil à une température ambiante, dans une pièce bien aérée.
- Evitez les situations dans lesquelles l'appareil risque de tomber ; ne le secouez pas.
- Gardez l'appareil loin des actions des forces magnétiques.
- Prenez garde à débrancher complètement le chargeur de la prise pendant un orage produisant la foudre.
- Ne permettez pas aux personnes incompetentes de réparer, démonter ou modifier la structure de l'appareil.
- Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.

• **2) Contrôle habituel**

- Assurez-vous avant chaque utilisation que le chargeur n'est pas endommagé d'une quelconque manière.
- Après une longue période d'utilisation, vérifiez si l'appareil fonctionne conformément au Mode d'emploi.

## GARANTIE

La garantie pour l'appareil est offerte par la société BOMTECH ELETRONICS CO., LTD. (BOMTECH); ladite garantie n'est relative qu'à un achat de l'appareil **Digital Hand-R** pour usage personnel.

### Période de garantie

- La période de garantie de 600 heures pour l'appareil "**Digital Hand-R**" signifie que le BOMTECH assure une prestation de services de maintenance gratuite pendant ladite période.
- BOMTECH garantit les pièces de rechange pour l'appareil, au moins pendant 2 ans après l'arrêt de production du modèle "**Digital Hand-R**".

### Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la présente garantie

- Effets indésirables résultant d'une négligence lors de l'utilisation du produit.
- Panne ou dysfonctionnement du produit dus à une mauvaise utilisation de l'appareil, à une négligence, aux accidents, aux modifications, à un environnement d'utilisation inadéquat, aux catastrophes naturelles, aux changements brusques de la tension électrique, à une maintenance inadéquate ou au non-respect des instructions d'utilisation de l'appareil.
- Panne ou dysfonctionnement provoqués par le transport. Panne due à l'utilisation des composants inadéquats.

### Comment utiliser le service de maintenance offert par la garantie

- En cas de problème technique, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit.
- Soumettez votre appareil au service de maintenance offert par la garantie dans le magasin où vous l'avez acheté. Le fournisseur prend en charge les frais de réception / expédition du produit.

**Digital  
Hand-R**

Numéro de série

Lieu d'achat

Date d'achat