

[User Manual]



Digital Pen - A


Simplicity
ARTIST

Rev.1.2
2017.01.20

 **BOMTECH**
ELECTRONICS CO., LTD.

Bomtech Bldg., 34, Hyoryeong-ro 49-gil,
Secho-gu, Seoul, Korea

Tel : +82-2-523-8295/6 Fax : +82-2-523-8297

E-Mail : bomtech@bomtech.net


Website : www.bomtech.net
www.bomtech.co.kr



Composition




1. Hand-piece 2. Adapter (5V-1A) 3. Hand-piece Holder 4. Needle Cartridge (Optional)


Parts Name





*If the cartridge doesn't correctly fit into the hand-piece, it might malfunction.





1. Setting

- 1) Connect the adapter to the adapter connect **Pic. 4**
- 2) Connect the needle cartridge to the hand-piece **Pic. 3**

2. How to Use Needle Cartridge

• Needle Cartridge Connection

- 1) Take a needle cartridge **Pic. 1** out of the sterilized package.
- 2) Fitting round slots 1 into 2 of the hand-piece **Pic. 2** and push the needle cartridge horizontally up to the end **Pic. 3**
- 3) Lock the cartridge by turning it to the counter clockwise.
- 4) Adjust the needle length by turning the adjustment ring.
- 5) Operate PMU/MTS treatment by using the hand-piece **Pic. 3**.
- 6) To remove the needle cartridge, turn it counter-clockwise and detach it from the hand-piece.



1. How to Use Hand-piece

- 1) Grasp the hand-piece straightly or obliquely for treatment.
- 2) If you put down the hand-piece on the stand during operation, it automatically stops.
- 3) Disconnect hand-piece and adapter when finishing using.

2. Adjustment of Speed Level and Needle Length

1) Power ON/OFF and adjustment of speed level

(1) Power (ON/OFF)


- Press the power button (Pic.②) for 2 seconds to turn on/off the power.

(2) Adjustment of speed level

- Press the speed level button to change the speed level (5 Levels).
- The device memorizes the last speed level of operation and it restarts from the last speed level if the power keeps turning on.

3) Needle Length Adjustment

Adjust the needle length by turning the adjustment ring.



Precaution before Use



Please read this manual carefully before use.

- **Warning**

- 1) Do not apply excessive pressure when using the device.
- 2) Do not use on thin and sensitive skin especially around lips and eyes.
- 3) When rashes, infections or allergies appear on your face, stop using and consult a doctor.
- 4) Check if a container package is unsealed or damaged before use.
Check the expiry date as well.
- 5) Keep the device on a flat ground to prevent from any impact or vibration.
- 6) Check if whole device works properly before use.
- 7) Needle cartridge is disposable. Do not reuse.
- 8) Once a needle cartridge is damaged, it must be discarded even if it is not used.

- **Interaction**

- Do not use with other machines.

- **General Precaution**

- **Do not use it on the power above 240V.**
Otherwise, it might cause fire, electric shock or malfunction
- **Do not repair, disassemble or alter the device.**
Otherwise, it may cause malfunction.
- **Do not handle the device or detach the power cords with wet hands.**
Otherwise, it may cause electric shock.
- **Do not scratch, cut or bend the adapter or cord.**
Otherwise, it may cause fire or electric shock.
- **Unplug the power code when not in use for a long time.**
Otherwise, it may cause fire.
- **For professionals only.**
Otherwise, it might cause accidents or malfunction.

- **Precaution before Use**

- Please consult a doctor before operating to a man with the symptoms as follows.
 - 1) A man who is regularly treated for high body temperature.
 - 2) A man who suffers from chronic disease which gets worse in a temperature over 38°C.
 - 3) A man who has taken steroid for long term or is vulnerable to capillarectasia due to liver disease.
 - 4) A man who suffers from melanosis in the face.
 - 5) A man who is unsure about his/her skin condition.
 - 6) A man who suffers from malignant tumor, infectious disease, hemophilia, tuberculosis, epilepsy, leukemia, or allergic disease.
 - 7) A man who suffers from arthritis, high blood pressure, diabetes, keloid, or heart disease.
 - 8) A man who suffers from irregular blood pressure, or a pregnant woman, a breast feeding woman, and a fertile woman.
 - 9) A man who is physically extremely weak.
 - 10) A man who suffers from skin problem on the treatment area (sensitive skin, atopic skin).
- **Use on healthy skin.**
 - Avoid using on trouble skins (dermatitis, pimple) or allergic to metal.
- **Keep the treatment area and hands clean.**
- **Do not use for newborn infant, toddler, child and animal.**

- **Safety and Usage Information**

- 1) Do not shake or pull with excessive force when using adapter.
- 2) Keep the machine in a dry place.
- 3) The machine must be kept clean.
- 4) Keep the machine at room temperature and a well-ventilated place.
- 5) Keep out of the reach children.
- 6) Read the precaution carefully before use.

Warranty



- 1) If you have a technical problem, contact to the place of purchase.
- 2) BOMTECH provides the after-sales service within 14 days from the receipt of an application form.
- 3) BOMTECH assures to hold spare parts at least for 2 years after discontinuing production of 'Digital Pen-A'
- 4) A warranty period of 600 hours for 'Digital Pen-A' means that BOMTECH provides warranty service without charge for during warranty period.
- 5) The warranty excludes coverage for the following;
 - Damage resulting from mishandling the device, careless treatment, unauthorized repair, or unauthorized modification.
 - Malfunction or damage to product while in transit.
 - Malfunction by using unauthorized components.
 - Troubles due to natural disasters (fire, slat or water, etc.)

Maintenance



1. General Maintenance

- Power off when not in use.
- Wipe the surface with a dry cloth.
- Keep the machine at room temperature and in a well ventilated place.
- Keep away from dropping, jarring, or shaking the product.
- Keep away from magnetic forces.
- Remove the power plug completely from the power outlet during a thunder storm.
- Do not repair, disassemble or alter of the device by non-professional staff.

2. Routine Inspection

- Check the adopter for any damage before use.
- When you use the device which has not been used for a long time, make sure that the device works properly according to the manual.

Product Warranty

The Product Warranty provided by BOMTECH ELECTRONICS CO., LTD. (called "BOMTECH") applies only to 'Digital Pen - A' you purchase for your use.

Warranty Period

- A warranty period of 600 hours for 'Digital Pen-A' means that BOMTECH provides warranty service without charge for during warranty period.
- BOMTECH assures to hold spare parts at least for 2 years after discontinuing production of 'Digital Pen-A'.

What this Warranty Does not Cover

- Side effect due to a careless treatment.
- Failure or damage resulting from misuse, abuse, accident, modification, unsuitable physical or operating environment, natural disasters, power surges, improper maintenance, or use not in accordance with product information materials.
- Malfunction or damage to product while in transit. Malfunction by using unauthorized components.

How to Obtain Warranty Service:

- If you have a technical problem, contact to the place of purchase.
 - Please ship your product for a warranty service to the place of purchase.
- Shipper shall bear the shipping costs to send/receive the product.

Digital Pen-A	Serial No.	Place of Purchase	Date of Purchase

[Benutzerhandbuch]



Digital Pen - A


Simplicity
ARTIST

Rev.1.2
2017.01.20

 **BOMTECH**
ELECTRONICS CO., LTD.

Bomtech Bldg., 34, Hyoryeong-ro 49-gil,
Secho-gu, Seoul, Korea

Tel : +82-2-523-8295/6 Fax : +82-2-523-8297

E-Mail : bomtech@bomtech.net

Website : www.bomtech.net
www.bomtech.co.kr

Aufbau



1. Handstück 2. Adapter (5V-1A) 3. Handstückhalter 4. Nadelpatrone (optional)

Bestandteilbezeichnungen





Abb. 4




Adapteranschluss

Abb. 5



*Wenn die Patrone nicht richtig im Handstück anliegt, kann der Stift nicht richtig funktionieren.





1. Einstellungen

- 1) Den Adapter mit dem Adapteranschluss verbinden
- 2) Die Nadelpatrone mit dem Handstück verbinden **Abb. 3**

2. Benutzung der Nadelpatrone

• Nadelpatronenverbindung

- 1) Die Nadelpatrone aus der sterilen Verpackung herausnehmen. **Abb. 1**
- 2) Den runden Schlitz 1 mit dem 2 vom Handstück **Abb. 2** ausrichten und die Nadelpatrone horizontal bis zum Ende drücken. **Abb. 3**
- 3) Die Patrone sperren, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 4) Nadellänge einstellen, indem Sie den Ring drehen.
- 5) PMU/MTS-Einheiten mit dem Handstück **Abb. 3** betätigen.
- 6) Um die Nadelpatrone zu entfernen, sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann vom Handstück abnehmen.



1. Benutzung des Handstücks

- 1) das Handstück zur Behandlung gerade oder schräg fassen.
- 2) Wenn Sie das Handstück auf den Ständer hinlegen, stoppt es automatisch.
- 3) Das Handstück immer nach dem Abschluss der Arbeit vom Adapter trennen .

2. Nadellängeneinstellung und Geschwindigkeitsregelung

1) EIN/AUS und Geschwindigkeitsregelung

(1) EIN/AUS

- Den EIN/AUS-Druckknopf (Abb. ②) drücken und 2 Sekunden halten.


(2) Geschwindigkeitsregelung

- Geschwindigkeitsregelungsknopf drücken und eine von 5 Geschwindigkeiten wählen.

- Das Gerät speichert die letzte Geschwindigkeitsstufe und startet von dieser beim Weiterdrehen neu.

2) Nadellängeneinstellung

Die Nadellänge durch die Ringdrehung einstellen.





Vor der Benutzung bitte diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen.

- **Warnung**

- 1) Nie mit dem Gerät übermäßig stark drücken.
- 2) Nie an sensiblen Stellen, wie z.B. um die Augen und den Mund, verwenden.
- 3) Wenn Hautausschläge, Infektionen oder Allergien auf Ihrem Gesicht erscheinen, mit der Benutzung aufhören und Ihren Arzt kontaktieren.
- 4) Prüfen, ob die Behälterdichtung gelöst oder beschädigt ist. Das Verfallsdatum ebenso prüfen.
- 5) Das Gerät auf einer ebenen Unterlage benutzen, um damit jegliche Vibrationen oder Schläge zu vermeiden.
- 6) Vor dem Start immer prüfen, ob das Gerät ordentlich funktioniert
- 7) Dies ist eine Wegwerf-Nadelpatrone. Bitte nicht wiederverwenden.
- 8) Eine beschädigte Nadelpatrone immer wegwerfen, auch wenn sie nicht benutzt wird.

- **Interaktion**

- Nicht zusammen mit anderen Geräten benutzen.

- **Allgemeine Maßnahmen**

- **Bei einer Spannung über 240 V nicht benutzen.**
Dies könnte Brand, Stromschlag oder Defekt verursachen.
- **Das Gerät nie selbst reparieren, zerlegen oder umstellen.**
Dies könnte einen Defekt verursachen.
- **Das Gerät nie mit nassen Händen benutzen oder Kabel ausstecken.**
Dies könnte einen Stromschlag verursachen.
- **Den Adapter oder das Kabel nie kratzen oder biegen.**
Dies könnte Brand oder Stromschlag verursachen.
- **Während einer längeren Nichtbenutzung das Anschlusskabel vom Netz trennen.**
Sonst könnte ein Brand auftreten.
- **Nur für Fachkräfte.**
Sonst könnten Unfälle oder Defekte auftreten.

- **Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch**

- Beim Kontakt mit einer Person, welche die folgenden Symptome aufweist, bitte sofort einen Arzt kontaktieren:
 - 1) eine Person, die ständig unter einer erhöhten Körpertemperatur leidet.
 - 2) eine Person, die unter chronischen Krankheiten leidet, deren Zustand sich verschlechtert und die Temperatur auf über 38 Grad ansteigt.
 - 3) eine Person, die während einer längeren Zeitperiode Steroide nimmt oder wegen einer Leberkrankheit eine Empfindlichkeit für Kapillarektasie hat.
 - 4) eine Person, die unter einer Gesichtsmelanose leidet.
 - 5) eine Person, die bezüglich ihrer Hautkondition unsicher ist.
 - 6) eine Person, die unter einem malignen Tumor, Infektionskrankheiten, Hämophilie, Tuberkulose, Epilepsie, Leukämie oder allergischen Krankheiten leidet.
 - 7) eine Person, die unter Arthritis, Bluthochdruck, Diabetes, Keloid oder einer Herzkrankheit leidet.
 - 8) eine Person, die unter unregelmäßigen Blutdruck leidet oder eine schwangere oder stillende fertile Frau.
 - 9) eine Person, die physisch sehr schwach ist.
 - 10) eine Person, die unter Hautproblemen im behandelten Bereich leidet (z.B. sensible, atopische Haut).

- **Nur auf einer gesunden Haut verwenden**

- Vermeiden Sie, das Gerät auf einer auf Metall allergischen oder gereizten Haut zu benutzen (Dermatitis, Pickel).

- **Den Behandlungsbereich und die Hände sauber halten.**

- **Nie bei neugeborenen Kindern, Säuglingen, Kindern oder Tieren anwenden.**

- **Sicherheits- und Gebrauchsmaßnahmen**

- 1) Nie mit einer übermäßigen Kraft den Adapter ziehen oder schütteln.
- 2) Das Gerät auf einem trockenen Platz bewahren.
- 3) Das Gerät sauber halten.
- 4) Das Gerät bei Zimmertemperatur und an einem gut ventilerten Platz aufbewahren.
- 5) Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- 6) Die Maßnahmen vor dem Gebrauch sorgfältig durchlesen.

Garantie



- 1) Im Fall einer technischen Schwierigkeit bitte den Kundendienst am Kaufort kontaktieren.
- 2) BOMTECH sichert die Servicedienstleistungen innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Antragsformulars.
- 3) BOMTECH verpflichtet sich, die Ersatzteile noch 2 Jahren nach dem Produktionsstopp des digitalen Stifts – A auf Lager zu halten.
- 4) Die Garantieperiode für den Digital Pen – A von 600 Stunden bedeutet, dass alle Garantie-Servicedienstleistungen durch BOMTECH ohne Aufpreis geleistet werden.
- 5) Die Garantie bietet in den folgenden Fällen keine Deckung:
 - Durch falsche Handhabung verursachte Schäden,
 - Durch Transit verursachte Schäden,
 - Durch Benutzung nicht freigegebener Ersatzteile verursachte Schäden,
 - Durch Naturkatastrophen (Brand, Überschwemmung usw.) verursachte Probleme.

Wartung



1. Allgemeine Wartung

- Das Gerät ausschalten, wenn es nicht benutzt wird.
- Trockenes Tuch benutzen, um die Fläche zu reinigen.
- Das Gerät bei Zimmertemperatur und an einem gut ventilierten Platz aufbewahren.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Magnetfeldlinien aufbewahren.
- Bei Gewitter Anschlusskabel komplett vom Netz trennen
- Das Gerät nie durch eine unprofessionelle Kraft reparieren, zerlegen oder umstellen lassen.

2. Routineinspektion

- Den Adapter vor dem Gebrauch auf mögliche Schäden prüfen.
- Wenn Sie ein seit langem unbenutztes Gerät starten sollten, bitte immer für einwandfreie Funktion lt. Betriebsanleitungen prüfen.

Produktgarantie

Die BOMTECH ELECTRONICS CO., LTD. („BOMTECH“ genannt) Produktgarantie ist ausschließlich für das zu Ihrem eigenen Gebrauch gekaufte **Digital Pen-A** gültig.

Garantiefrist

- Die Garantieperiode für den „Digital Hand – R“ von 600 Stunden bedeutet, dass alle Garantie-Serviceleistungen durch BOMTECH ohne Aufpreis geleistet werden.
- BOMTECH verpflichtet sich, die Ersatzteile noch 2 Jahren nach dem Produktionsstopp vom „Digital Pen-A“ auf Lager zu halten.

Was durch diese Garantie nicht gedeckt wird:

- Durch falsche Handhabung verursachte Nebeneffekte.
- Die durch Misshandlung, falsche Handhabung, Unfall, Umbau, ungeeignete physische Umgebung oder Betriebsumgebung, Naturkatastrophen, Stromstöße, ungeeignete Wartung oder nicht betriebsanleitungsgemäße Benutzung verursachten Fehlfunktionen und Schäden.
- Durch Transit verursachte Fehlfunktionen oder Schäden. Durch nicht freigegebene Ersatzteile verursachte Fehlfunktionen.

Wie die Garantieleistungen verfügbar sind:

- Im Falle einer technischen Schwierigkeit bitte den Kundendienst am Kaufort kontaktieren.
 - Bitte die Ware an den Kaufort versenden
- Alle Versandkosten, um das Produkt zu erhalten/senden, trägt der Versender.

Digital Pen-A	Seriennummer	Kaufort	Kaufdatum

[Mode d'emploi]



Digital Pen - A


Simplicity
ARTIST

Version 1.2
20.01.2017.

 **BOMTECH**
ELECTRONICS CO., LTD.

Bomtech Bldg., 34, Hyoryeong-ro 49-gil,
Secho-gu, Seoul, Korea

Tel : +82-2-523-8295/6 Fax : +82-2-523-8297

E-Mail : bomtech@bomtech.net

Website : www.bomtech.net
www.bomtech.co.kr

Composants



1. Pièce à main 2. Adaptateur (5V - 1A) 3. Support de pièce à main 4. Cartouche d'aiguille (facultatif)

Noms des composants





Photo ④




Point de connexion
de l'adaptateur

Photo ⑤



*L'appareil ne fonctionnera pas bien si la cartouche n'est pas correctement attachée à la pièce à main.





1. Réglages

- 1) Connectez l'adaptateur au point de connexion. **Photo 4**
- 2) Attachez la cartouche d'aiguille à la pièce à main. **Photo 3**

2. Comment utiliser la cartouche d'aiguille

- attacher la cartouche d'aiguille
 - 1) Sortez la cartouche d'aiguille **Photo 1** de l'emballage stérile
 - 2) Insérez la gorge 1 dans la gorge 2 de la pièce à main **Photo 2** introduisez ensuite la cartouche d'aiguille horizontalement jusqu'au bout **Photo 3**
 - 3) Verrouillez la cartouche en la faisant pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
 - 4) Réglez la longueur de l'aiguille en tournant la bague de réglage
 - 5) Réalisez les traitements PMU/MTS en utilisant la pièce à main **Photo 3**
 - 6) Pour retirer la cartouche d'aiguille, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et détachez-la de la pièce à main.



1. Mode d'emploi de la pièce à main

- 1) Tenez la pièce à main perpendiculairement ou sous un certain angle pendant la réalisation du traitement.
- 2) Si vous déposez la pièce à main sur le stand pendant le traitement, elle s'arrêtera automatiquement.
- 3) Débranchez la pièce à main et l'adaptateur après utilisation.

2. Réglage de la longueur de l'aiguille et réglage du niveau de vitesse

1) Allumer/Eteindre et réglage de la longueur de l'aiguille

(1) Allumer/Eteindre


Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton d'alimentation **Photo ②** pour allumer/éteindre l'appareil

(2) Réglage du niveau de vitesse

- Appuyez sur le bouton de réglage de vitesse (5 niveaux)
- L'appareil mémorise le dernier niveau de vitesse choisi et reprend au dernier niveau de vitesse, s'il reste allumé.

3) Réglage de la longueur de l'aiguille

Réglez la longueur de l'aiguille en tournant la bague de réglage





Veillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.

- **Avertissements :**

- 1) N'appuyez pas trop fort lors de l'utilisation de l'appareil.
- 2) Veillez à ne pas utiliser l'appareil sur une peau fine et sensible, évitez surtout les parties autour des yeux et des lèvres.
- 3) En cas d'éruptions cutanées, infections ou réactions allergiques, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.r.
- 4) Vérifiez avant l'utilisation si l'emballage est endommagé d'une quelconque manière. Vérifiez également la date d'expiration.
- 5) Déposez l'appareil sur une surface plate de manière à le protéger contre des coups et vibrations.
- 6) Vérifiez avant l'utilisation le bon fonctionnement de tous les composants de l'appareil.
- 7) La cartouche d'aiguille est jetable. Ne la réutilisez pas.
- 8) La cartouche d'aiguille ne doit pas être utilisée si elle est endommagée d'une quelconque manière.

- **Interaction**

- N'utilisez pas l'appareil en même temps que d'autres machines.

- **Mesures de précaution générales**

- **N'utilisez pas l'appareil à une puissance supérieure à 240V.**
Sinon, vous risquez d'être victime d'un incendie ou d'un choc électrique.
- **Veillez ne pas réparer, détacher ou modifier l'appareil.**
Sinon, fonctionnement pouvant ainsi être compromis.
- **Évitez de manipuler l'appareil ou de mettre le chargeur sous tension avec les mains mouillées.**
Sinon, vous risquez d'être victime d'un incendie ou d'un choc électrique.
- **Veillez ne pas rayer, couper ou plier le chargeur.**
Sinon, vous risquez d'être victime d'un incendie ou d'un choc électrique.
- **Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant un certain temps, débranchez le chargeur de la prise.**
Sinon, vous risquez d'être victime d'un incendie.
- **L'appareil est destiné uniquement à l'utilisation professionnelle.**
Sinon, vous risquez de vous blesser ou de le mettre en panne.

- **Mesures de précaution avant l'utilisation**

- Il est conseillé de consulter un médecin avant l'utilisation de l'appareil chez les personnes présentant certains des symptômes suivants :
 - 1) Personnes soumises à un traitement régulier contre une température corporelle élevée.
 - 2) Personnes atteintes d'une maladie chronique qui s'aggrave à une température supérieure à 38° C.
 - 3) Personnes qui prennent des stéroïdes longtemps ou sont sujettes à la capillarectasie due à une maladie du foie.
 - 4) Personnes atteintes d'une mélanose au niveau du visage.
 - 5) Personnes souffrant d'une pathologie cutanée non diagnostiquée.
 - 6) Personnes souffrant d'une tumeur maligne, d'une maladie contagieuse, de l'hémophilie, de la tuberculose, de l'épilepsie, de la leucémie ou d'allergies.
 - 7) Personnes atteintes de l'arthrite, de l'hypertension, du diabète, des maladies cardiaques ou ayant des cicatrices chéloïdes.
 - 8) Personnes avec une tension artérielle instable. Femmes enceintes et qui allaitent.
 - 9) Personnes qui souffrent d'un épuisement physique extrême.
 - 10) Personnes ayant des problèmes de peau dans la zone à traiter (peau sensible, peau atopique).

- **Utilisez l'appareil sur une peau saine.**

- Evitez le traitement des zones cutanées problématiques (dermatite, acné) ou chez les personnes allergiques aux métaux.

- **Les mains et la zone à traiter doivent être propres.**

- **Veillez à ne pas utiliser l'appareil chez les nouveau-nés, enfants et animaux.**

- **Sécurité**

- 1) Veuillez ne pas secouer ou tirer le chargeur lors du chargement.
- 2) Gardez l'appareil à un endroit sec.
- 3) L'appareil doit toujours être propre.
- 4) Gardez l'appareil à une température ambiante, dans une pièce bien aérée.
- 5) Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.
- 6) Veuillez lire attentivement les mesures de précaution avant l'utilisation.

Garantie



- 1) En cas de problème technique, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit.
- 2) BOMTECH offre des services de maintenance pendant la période de 14 jours suivant la réception de la demande.
- 3) BOMTECH garantit les pièces de rechange pour l'appareil, au moins pendant 2 ans après l'arrêt de production du modèle "Digital Pen-A".
- 4) La période de garantie de 600 heures pour l'appareil "Digital Pen-A" signifie que le BOMTECH assure une prestation de services de maintenance gratuite pendant ladite période.
- 5) La garantie ne couvre pas ce qui suit:
 - Panne ou dysfonctionnement résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil, d'une négligence, d'une réparation ou modification non autorisées.
 - Panne ou dysfonctionnement provoqués par le transport.
 - Panne due à l'utilisation des composants inadéquats.
 - Défaillances provoquées par des catastrophes naturelles (incendie, eau, etc.)

Maintenance



1. Conseils de maintenance généraux

- Eteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Essuyer la surface avec un chiffon sec.
- Gardez l'appareil à une température ambiante, dans une pièce bien aérée.
- Evitez les situations dans lesquelles l'appareil risque de tomber ; ne le secouez pas.
- Gardez l'appareil loin des actions des forces magnétiques.
- Prenez garde à débrancher complètement le chargeur de la prise pendant un orage produisant la foudre.
- Ne permettez pas aux personnes incompetentes de réparer, démonter ou modifier la structure de l'appareil.

2. Contrôle habituel

- Assurez-vous avant chaque utilisation que le chargeur n'est pas endommagé d'une quelconque manière.
- Après une longue période d'utilisation, vérifiez si l'appareil fonctionne conformément au Mode d'emploi.

GARANTIE

La garantie pour l'appareil est offerte par la société BOMTECH ELETRONICS CO., LTD. (BOMTECH) ; ladite garantie n'est relative qu'à un achat de l'appareil **Digital Pen-A** pour usage personnel.

Période de garantie

- La période de garantie de 600 heures pour l'appareil "**Digital Pen-A**" signifie que le BOMTECH assure une prestation de services de maintenance gratuite pendant ladite période.
- BOMTECH garantit les pièces de rechange pour l'appareil, au moins pendant 2 ans après l'arrêt de production du modèle "**Digital Pen-A**".

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la présente garantie

- Effets indésirables résultant d'une négligence lors de l'utilisation du produit.
- Panne ou dysfonctionnement du produit dus à une mauvaise utilisation de l'appareil, à une négligence, aux accidents, aux modifications, à un environnement d'utilisation inadéquat, aux catastrophes naturelles, aux changements brusques de la tension électrique, à une maintenance inadéquate ou au non-respect des instructions d'utilisation de l'appareil.
- Panne ou dysfonctionnement provoqués par le transport. Panne due à l'utilisation des composants inadéquats.

Comment utiliser le service de maintenance offert par la garantie:

- En cas de problème technique, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit.
- Soumettez votre appareil au service de maintenance offert par la garantie dans le magasin où vous l'avez acheté.

Le fournisseur prend en charge les frais de réception / expédition du produit.

Digital Pen-A	Numéro de série	Lieu d'achat	Date d'achat